



**Sofortige Aktivierung**  
- sterile Salzlösung enthalten,  
zusammendrücken und das  
Produkt ist gebrauchsfertig.

Auffangbeutel mit  
gedruckter Skala, 1000 ml.

Entleerungsmöglichkeit:  
Aufreißen, um den  
Auffangbeutel zu leeren.

Schleife zum Aufhängen  
oder Halten des  
Auffangbeutels.

Hergestellt ohne PVC,  
Phthalate und Latex.

Möglichkeit, den Katheter  
vom Beutel zu trennen.

Geriffelter Einführgriff für  
besseren Halt und Kontrolle,  
ohne den Katheter berühren  
zu müssen.

Schlaufen zum einfachen Öffnen.



LoFric Katheter sind mit der  
einzigartigen Urotonic™ Surface  
Technology beschichtet.  
Dadurch wird sichergestellt,  
dass der Katheter sowohl beim  
Einführen als auch beim Entfernen  
gleitfähig und sicher bleibt.<sup>1,2</sup>

Atraumatische Katheteraugen.<sup>3,4</sup>



Nelaton Tiemann

### Produktbeschreibung

LoFric® Hydro-Kit™, hydrophiler Blasenkatheter zum Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung, bestimmt für die intermittierende Blasen-katheterisierung.

### Sterilisation und Haltbarkeit

Sterilisiert durch Bestrahlung. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

### Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.  
2 Kundenboxen pro  
Versandkarton.

### Materialzusammensetzung

**Hydrophile Oberflächenbeschichtung:**  
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Katheter:** Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

**Wasserkissen:** Laminatfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Aluminium und Polyethylen (PE). Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

**Einzelverpackung:**  
Polyethylenbutylacrylat (EBA).

### Produktsortiment

Artikelnr.	Type	Länge	Größe
421 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
421 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Anwenderfreundliche Verpackung.



**LoFric® Hydro-Kit™**

## Referenzen

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

**Wellspect. A Real Difference.**

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.ch](https://www.wellspect.ch). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

**wellspect.ch**

Wellspect AG, Täferweg 1, CH-5405 Baden-Dättwil, Schweiz.  
Tel: +41 (0) 800 620 240. [www.wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only