



Der Konnektor hat je nach Durchmesser des Katheters eine andere Farbe.

Klebefläche auf der Rückseite für eine sichere Befestigung.

Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.



LoFric Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.<sup>1,2</sup>



URINARY CATHETER  
CATHÈRE URINAIRE

Atraumatische Katheteraugen.<sup>3,4</sup>



Nelaton Tiemann



Anwenderfreundliche Verpackung.



## Produktbeschreibung

LoFric®, Einmalgebrauch, Hydrophiler Harnkatheter, bestimmt für intermittierende Harnkatheterisierung.

## Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

## Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox. 2 oder 4 Kundenboxen pro Versandkarton.

## Materialzusammensetzung

**Hydrophile Oberflächenbeschichtung:** Polyvinylpyrrolidon (PVP) und Kochsalz (NaCl).

**Katheter:** Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

**Einzelverpackung:** Beschichtetes Papier, Verbundfolie aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE).

## Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Länge	Größe
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

## Referenzen

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

**Wellspect. A Real Difference.**

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.ch](https://www.wellspect.ch). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

**wellspect.ch**

Wellspect AG, Täferweg 1, CH-5405 Baden-Dättwil, Schweiz.  
Tel: +41 (0) 800 620 240. [www.wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only