

#### Sichere Positionierung

Der Einsatz ist so konstruiert, dass er sicher an seinem Platz bleibt und dank des Bulbus und der externen Halterung eine vollständige Abdichtung gewährleistet.

#### 24 Stunden Anwendung

Er kann bis zu 24 Stunden lang ununterbrochen getragen werden, so dass Sie sich weniger Sorgen machen und stattdessen mehr das tun können, was Sie lieben.

#### Leichte Handhabung

Applikator zur Erleichterung des Einführens.

#### Flexibilität und Komfort

Der aus weichem Silikon gefertigte und mit geschmeidiger Flüssigkeit gefüllte Einsatz ist sorgfältig verarbeitet, um ein bequemes Einführen zu gewährleisten und sich den Bewegungen anzupassen.

#### Hygienisch

Der Einsatz verfügt über eine geschützte Einführhülse, die für eine bessere Hygiene sorgen soll.

## EIN WEICHER EINSATZ FÜR MEHR KOMFORT

Navina Insert ist ein weicher und flexibler Einsatz, der entwickelt wurde, um eine vollständige Abdichtung für bis zu 24 Stunden zu gewährleisten, um einen ungewollten Stuhlabgang zu verhindern. Er ist hygienisch und bietet mit seiner körpergerechten Silikonform einen hohen Tragekomfort, so dass Sie sich sicher fühlen können, egal was Sie gerade tun.

### Verwendung



1. Halten Sie den angefeuchteten Einsatz am weißen Kunststoffapplikator fest und richten Sie die Spitze des Bulbus auf den Anus aus.



2. Schieben Sie den Einsatz vorsichtig ein, bis die breitere Halterung am Anus anliegt. Ziehen Sie den Applikator heraus und entsorgen Sie ihn im Hausmüll.



3. Der flüssigkeitsgefüllte Einsatz passt sich den Konturen des Körpers an und hilft, Auslaufen zu verhindern.



4. Um ihn zu entfernen, greifen Sie die Halterung und ziehen Sie vorsichtig daran, um den Einsatz herauszunehmen und ihn in den Hausmüll zu werfen.

Artikelnr.	Produkt	Inhalt	Anwendungen
6930400	Navina Insert, Standard	30 Stück	Einmalgebrauch
6930500	Navina Insert, Large	30 Stück	Einmalgebrauch
6930600	Navina Insert, Starter Pack	5 Standard und 5 Large	Einmalgebrauch



#### Navina Darmmanagement

Wir wissen, dass es für die Darmversorgung keine Standardlösung gibt. Deshalb sind wir stolz darauf, eine Reihe von Lösungen anbieten zu können, die den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden, und das alles unter einer Marke, die Ihnen unabhängig von der Produktwahl dieselbe Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verspricht.

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren, und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

#### Wellspect. A Real Difference.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie unsere Website. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

#### Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 2727872  
info.de@wellspect.com

[www.wellspect.de](http://www.wellspect.de)

#### Schweiz

Tel.: +41 (0) 800 620 240  
info-ch@wellspect.com

[www.wellspect.ch](http://www.wellspect.ch)

#### Österreich

Tel.: +43 (0) 1214 6150 0  
info-at@wellspect.com

[www.wellspect.at](http://www.wellspect.at)

Wellspect GmbH, An der Kleinen Seite 8, 65604 Elz, Deutschland, Telefon: +49 6431 9869-0.

Wellspect AG, Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz. Telefon: +41 800 620 240.

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien Österreich, Telefon: +43 1 214 61 50-0.

#### Navina Fecal Incontinence Insert



Manufacturer:  
Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest  
Stewartville, MN 55976 USA  
507-533-0366  
[www.mnmedicaltechnologies.com](http://www.mnmedicaltechnologies.com)  
540035 Rev 1

Importer:  
Wellspect HealthCare  
Aminogatan 1  
PO Box 14, SE-431 21  
Mölnådal, Sweden.  
[www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)

MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany