

# LoFric Elle Pro Katheter – Produktdatenblatt

**LoFric® Elle™ Pro** ein hydrophiler Einwegkatheter, gebrauchsfertig, mit mehreren Katheteraugen, der eine vollständige Blasenentleerung ohne Repositionierung ermöglicht.

## Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

## Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.  
2 Kundenboxen pro Versandkarton.  
5 Katheter pro Musterpackung.

## Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

Flüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis mit Glycerin.

Einzelverpackung: Polypropylen.

## Produktsortiment

Artikelnummer	Type	Länge	Größe	Anzahl Katheteraugen
419 10 00	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (weiblich)	10 cm*	CH 10	12
419 12 00	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (weiblich)	10 cm*	CH 12	12
419 14 00	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (weiblich)	10 cm*	CH 14	12

\*Effektive Länge, Länge des Katheters, die in den Körper eingeführt werden kann.

Alle Produkte sind als Probepackung mit 5 Kathetern erhältlich. Um zu bestellen, ersetzen Sie die letzten beiden Ziffern der Referenznummer durch 05.

## LoFric Elle Pro



Anwenderfreundliche Verpackung.



- Die **LoFric Elle Pro Mehrfach-Katheteraugen** sind so konzipiert, dass eine vollständige Blasenentleerung ohne Repositionierung des Katheters möglich ist.<sup>1</sup>
- **Verbesserung der Erfolgswahrscheinlichkeit bei Katheterisierungen** – der L-förmige Griff verbessert die Sicht bei Verwendung eines Spiegels und erleichtert das Auffinden der Harnröhre. Außerdem ermöglicht er eine aufrechtere, natürlichere Haltung während der Katheterisierung.
- **L-förmiger Griff** für guten Halt, zusätzliche Reichweite und Non-Touch-Technik.
- **Gebrauchsfertig** – bereit, wenn Sie es brauchen, für eine schnelle Handhabung und Katheterisierung.
- **Glatte, gleichmäßige Katheteraugen.**
- **LoFric-Katheter** sind mit der einzigartigen Urotonic™-Oberflächentechnologie beschichtet. Dadurch bleibt der Katheter glatt und sicher, sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen.<sup>2,3</sup>
- **Der untere Teil des Behälters** ist als Kunststoff (Polypropylen) recycelbar.
- **Nicht aus PVC, Phthalaten oder Latex hergestellt.**



**LoFric® Elle™ Pro**

## Referenzen

1. Data on file.
2. Waller et al., Spinal Cord, 1997.
3. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988.

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, die die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen verbessern. Wir inspirieren unsere Anwender dazu, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden aufzubauen. Mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ sind wir seit über 40 Jahren führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Umweltbelastung unserer Produkte zu minimieren, und setzen uns leidenschaftlich dafür ein, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und Fachkräften im Gesundheitswesen zusammen, um die klinischen Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern – jetzt und in Zukunft.

### **Wellspect. A Real Difference.**

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Webseite. Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram aus.

### **wellspect.de**

Wellspect GmbH  
An der kleinen Seite 8  
DE-65604 Elz, Deutschland.  
Tel: +49 6431 9869 0.  
Kundenservice@wellspect.com

### **wellspect.at**

Wellspect HealthCare GmbH  
Wienerbergstraße 11 Turm A/21  
1100 Wien, Österreich.  
Tel: +43 1 214 61 50-0.  
order-at@wellspect.com

### **wellspect.ch**

Wellspect AG  
Täferweg 1  
5404 Baden-Dättwil, Schweiz  
Tel: +41 (0) 800 620 240.  
info-ch@wellspect.com

#### LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)

